



# 与薬情報システム ー操作マニュアルー

# 患者選択画面

与薬情報システム

患者リスト

与薬対象患者を選択してください

名前	年齢	与薬情報
東洋 太郎	30	患者画面へ
東洋 花子	76	患者画面へ
東洋 次郎	27	患者画面へ
東洋 圭太	16	患者画面へ
東洋 恵美	42	患者画面へ

投与状況をリセットする

## ①患者選択ボタン

与薬情報を確認したい患者のボタンをタップすることで対象患者の「与薬情報選択画面」に遷移することができる。

## ②ステータスリセットボタン

全患者全投与時刻の投与状態を「未投与」にリセットするボタン。  
タップすると、という警告文が表示され、OKをクリックすると端末内に保存されている投与状態のリセットが実行される。

# 与薬情報選択画面

与薬情報選択画面

与薬情報

氏名

東洋 太郎

投与時間	ステータス
投与時間を選択してください	
朝食後	未投与
昼食後	未投与
夕食後	未投与

QRコード認証

↓ 患者ID確認画面へ進む ↓

与薬情報を確認した場合、以下のボタンから  
患者ID確認画面に進んで患者確認を行ってください

患者ID確認画面へ

もどる

## ①投与時刻選択ボタン

与薬情報を確認したい時刻のボタンをタップすることで対象時刻の「与薬情報閲覧画面」に遷移することができる。

## ②遷移ボタン(患者ID確認画面へ)

「患者ID確認画面」に遷移するボタン.与薬情報を閲覧・確認し,ステータスが未投与から確認した際に遷移して患者IDの確認を行う。

## ③もどるボタン

前画面の「患者選択画面」に戻るボタン。

# 与薬情報閲覧画面

与薬情報閲覧画面	
与薬情報	
与薬情報を閲覧して薬剤を確認してください	
氏名	
東洋 太郎	
処方薬	用量
くすりA	2
くすりB	1
くすりC	1
使用目的	
くすりA	～のため
くすりB	～のため
くすりC	～のため
備考	
くすりAのみ粉末にする。	
投与時刻	
朝	

## ①もどるボタン

前画面の「与薬情報選択画面」に戻るボタン。

## ②確認ボタン

与薬情報を確認し、薬剤を準備・確認した後で「与薬情報確認画面」に遷移するボタン。

遷移後は「与薬情報確認画面」で2度目の与薬情報確認を行う。

もどる

確認する

②

①

# 与薬情報確認画面

与薬情報確認画面	
与薬情報	
氏名	
東洋 太郎	
処方薬	用量
投与薬剤の用量のみ入力して下さい	
くすりA	<input type="text" value="用量を入力してください"/>
くすりB	<input type="text" value="用量を入力してください"/>
くすりC	<input type="text" value="用量を入力してください"/>
	<input type="text" value="用量を入力してください"/>
	<input type="text" value="用量を入力してください"/>
使用目的	
くすりA	～のため
くすりB	～のため
くすりC	～のため
備考	
くすりAのみ粉末にする。	
投与時刻	
朝	
<input type="button" value="確認する"/>	
<input type="button" value="もどる"/>	

## ① 与薬用量入力欄

前画面の「与薬情報閲覧画面」で用意した薬剤を確認しながら容量を入力する欄。  
タップするとキーボードが起動して、半角数字で入力を行う。

## ② 最終確認ボタン

与薬用量入力欄で入力した薬剤の用量とその他の与薬情報を再確認し、与薬情報を最終確認するボタン。

## ③ もどるボタン

前画面の「与薬情報閲覧画面」に戻るボタン。

# 患者ID確認画面

The screenshot shows a mobile application interface for patient ID confirmation. It features a header '患者ID確認画面' and a sub-header 'ID確認'. Below this, there are sections for '氏名' (Name) with the value '東洋 太郎' and '朝食後' (After Breakfast), '昼食後' (After Lunch), and '夕食後' (After Dinner). Each section has an input field with the placeholder 'IDを入力または貼り付けて下さい' and a confirmation button 'IDを確認'. A red box labeled '①' highlights the first input field and button. Below these is a 'QRコードリーダー' (QR Code Reader) section with a button '↓ カメラを起動 ↓' and a label 'QRを読み取る'. A red box labeled '②' highlights this button. At the bottom is a blue button labeled 'もどる' (Back), highlighted by a red box labeled '③'.

## ①患者ID入力欄・患者ID確認ボタン

与薬情報を最終確認した後、与薬対象時刻の欄で患者IDを確認する。

テキストフィールドにQRコードでコピーしたIDをペースト、またはIDを目視で確認して手入力する。

ID入力後は確認ボタンで確認を実行する。

## ②QR読み取りボタン

患者IDを読み取るためのQRコード読み取りカメラを起動するボタン。

## ③もどるボタン

前画面の「与薬情報選択画面」に戻るボタン。

# QRコード読み取り



## ①ー1...開くボタン

読み取ったQRコードの内容がURLだった場合はこの「開くボタン」でページを開くことができる.本システムでは使用しない.

## ①ー2...ID取得ボタン

読み取った患者ID(テキスト状)をコピーするボタン.コピーした後は下の「閉じるボタン」をタップすることで画面を閉じることができる.

## ①ー3...閉じるボタン

カメラ起動画面を閉じるボタン.

# 各患者の患者IDとQRコード①

患者氏名	患者ID	患者バーコード
東洋 太郎	S3110	
東洋 花子	A8931	
東洋 次郎	B6901	



## 各患者の患者IDとQRコード②

患者氏名	患者ID	患者QRコード
東洋 圭太	M3939	
東洋 恵美	H3215	

本システムの患者情報は架空のものです